



ezyGain

Dispositivo de entrenamiento de la marcha inteligente

Verticalización para la movilización de miembros inferiores

DISPOSITIVO INNOVADOR

ema®

El dispositivo verticaliza al usuario, simplificando así el trabajo del cuidador.

Gracias a un aligeramiento del peso de 0 a 100%, ema® da seguridad y asegura a sus residentes que están acostumbrados a entrenar en barras paralelas y permite a las personas en silla de ruedas poder hacer ejercicio.



Adaptado

- Velocidades lentas, comienza a 0,2 km/h
- Rampa de acceso para sillas de ruedas
- Verticalización y sujeción de un residente hasta 130 kg



Compacto

- Menos de 1m² plegado y menos de 2m² desplegado
- Se desplaza fácilmente sobre sus ruedas con una o dos personas



Conectado

- En 3G, 4G o WiFi, su tableta se comunica con toda la comunidad EzyGain



Asequible

- Diferentes posibilidades de financiación
- Venta directa o arrendamiento
- Formación y mantenimiento



Patentado en Europa y Estados Unidos



CE Médico
Fabricado en Francia

INFORME INSTANTÁNEO

El sistema de sensores EzyGain le brinda acceso:

- Al porcentaje de alivio de peso
- Cuando el ciclo de caminar se detiene
- En la posición del centro de gravedad
- Ofrece un seguimiento de usuario personalizado
- Entrega informes de resumen instantáneos




Informe imprimible e integrable a cualquier software interno del centro

Diseñado para ser muy fácil de usar, ema® es compacto y fácilmente transportable. Por tanto es posible para instalarlo en un espacio reducido sin requerir ningún desarrollo. Con ema®, se mejora la seguridad y el riesgo de caída reducido, un solo ayudante es suficiente para mantener al residente en posición vertical y ofrecerle ejercicios.




Propiocepción y equilibrio

Con la alfombra detenida, el dispositivo actúa como una plataforma de fuerza. Los ejercicios de equilibrio animarán que el residente cambie su peso hacia la izquierda, derecha, adelante y atrás en un contexto lúdico (mezclar los ingredientes para una sopa, girar diferentes pares de cartas ...)



Seguimiento y análisis de la marcha

El progreso del residente así como la evolución de sus parámetros de ejecución se guardan en la aplicación, lo que permite un seguimiento personalizado y objetivo de su avance.



Ruta a pie

ema® ofrece múltiples rutas para caminar, que le permiten aumentar la motivación del residente y transformar el ejercicio en una actividad divertida y estimulante.



¡Los residentes pueden ver su progreso y análisis de la marcha en tiempo real!



INSTALACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA



El cuidador instala el arnés en el residente en su silla de ruedas



La pista de rehabilitación se baja y está lista para usar



La rampa de acceso permite la instalación en ema®



El residente está instalado



Correas del dispositivo aseguradas al arnés



El paciente está erguido gracias al motor de elevación



El residente ejercita su movimientos gracias al peso ligero



El arnés permite una sujeción del residente para evitar cualquier riesgo de caída



¡La sesión es interactiva!

mas informacion en WWW.soniber.com y en comercial@soniber.com

