


ECG para medicina ambulatoria o de empresa

Por que no utilizar el telefono o una tableta ANDROID para realizar un electrocardiograma , visualizar en tiempo real el ECG completo, transferir el registro en PDF a un correo electronico. Todo ello sin cable de comunicaci3n, simplemente por Bluetooth.

Manteniendo ademas de las funciones de un electrocardiografico convencional, la posibilidad de archivo y su env3o inmediato a un centro de referencia lo que permite tambi3n su utilizaci3n en ambulancias.

El modelo Blue ECG simplifica la realizaci3n del electrocardiograma por la libertad de movimiento que ofrece durante la adquisici3n y reduce los artefactos inducidos por el cable.

Se alimenta 3nicamente por dos bater3as AA que le ofrecen la posibilidad de realizar registros durante 12 horas. Su peso de solo 100 gr facilita su transporte.






Cardiología

El registrador tambi3n puede utilizarse con el programa standard para Windows instalado en un ordenador convencional de sobremesa para trabajar en la consulta y puede usar tanto electrodos adhesivos como los de la imagen, como electrodos de peras u otros tipos.



Registrador de ECG sin cables

Tambi3n puede utilizarse portatiles peque1os o incluso tabletas



Copia de pantallas del programa en un movil



SONIBER Electromedicina, Importador para Espa1a
C/ Gran Via 718
08013 Barcelona
Telf: 93 458 19 04
www.soniber.com

comercial@soniber.com

